

# EYE Care Solution WIBE B1

(Color: Silver, Pink)

## Description:

EYE Care Solution WIBE B1 is a cutting-edge technology device where a blended effect of Heat and special light waves are deployed to regain the health and vitality of the under-eyes area overcoming aging marks at this sensitive area.

A heated eye mask activates the blood circulation and expands the oily eyelids glands to facilitate the discharge of wastes.

## جهاز Eye care solution Wibe B1

°C دليوج فارم تقدم لكي أحدث تكنولوجيا في عالم التجميل من خلال مزيج من تأثير الحرارة الدافئة 38 المقاربة لحرارة الجسم مع تأثير موجات ضوئية خاصة لتنشيط الدورة الدموية و غدد منطقة ما تحت العينين للمساعدة على استعادة حيوية ونضارة تلك المنطقة الحساسة و التغلب على علامات التقدم في العمر.

## Max 38°C Heating procedure

Delivers a soothing warmth temperature of 38°C close to the body temperature, relaxing the muscle around the eyes and alleviating fatigue

## تدفئة خاصة لمنطقة تحت العينين

°C ان التدفئة المركزة لمنطقة ما تحت العين لدرجة 38 تقوم بتليين و اراحة عضلات هذه المنطقة و تزيل علامات الاجهاد لمظهر صحي و جذاب

## LED lightening

By using 48 near Infrared rays (830 nm) and visible light (630 nm) simultaneously, Collagen activity and blood circulation are stimulated

## استخدام الأشعة تحت الحمراء بموجات خاصة

تضيف موجات خاصة من الأشعة تحت الحمراء مع ضوء بموجات خاصة مزيد من التنشيط لافراز مادة الكولاجين الضروري جدا لاستعادة حيوية و نضارة منطقة تحت العينين و التغلب على علامات التقدم في العمر كما تنشط موجات الأشعة الدورة الدموية في تلك المنطقة لمزيد من الحيوية و النضارة.

## Easy operation with one bottom

Wireless operation makes it easy and convenient to use anytime, anywhere, and supports 3 modes with one button



Heating & Lighting

Heating

Lighting

## How to use

1. Press and hold the power button to turn it on
2. press the button to select the desired mode.
3. Select a mode and put the mask ON by attaching it lightly to the face.
4. When taken off, the sensor stops the operation automatically.
5. resumes operation when worn again.
6. Shuts down after 15 minutes of use.



## كيفية الاستخدام:

ان استخدام جهاز **Eye care solution Wibe B1** سهل جدا فهو يعتمد على زر واحد فقط للتشغيل

1-يضغط زر التشغيل مع الاستمرار

2-يضغط نفس الزر مرة أخرى لاختيار نوع النظام المرغوب , فعند ظهور ضوء أخضر على الزر يكون النظام على "التدفئة و الأضاءة"...أما عند اختيار الضوء الأحمر على الزر فيكون النظام "تدفئة" ...و لاختيار نظام الأضاءة و الأشعة تحت الحمراء يضغط على الزر حتى ظهور اللون الأزرق.

- 3- يوضع الماسك برفق على العينين
- 4- يتوقف الماسك عن العمل تلقائيا عند نزعه عن الوجه
- 5- يعمل الماسك تلقائيا مرة اخرى عند وضعه على العينين
- 6- يتوقف الماسك عن العمل بعد 15 دقيقة من الاستخدام

## مميزات ماسك Eye Care Solution Wibe B1

- 1- معالجة حرارية تمنع جفاف العينين
- 2- ضوء صحي و آمن لضمان جلد صحي و جذاب لمنطقة حول العينين
- 3- سهل الاستخدام و التشغيل
- 5- منتج كوري عالي التكنولوجيا مضمون